

RÉFÉRENCES IMPLANTS

→ PLAQUES PRÉFORMÉES SUPÉRIEURES




PLAQUES PRÉFORMÉES SUPÉRIEURES MÉDIALES

Réf.	Désignation
CTDM1	Plaque médiale pour clavicule - Taille 1 - Droite - 6 trous - L 71 mm
CTGM1	Plaque médiale pour clavicule - Taille 1 - Gauche - 6 trous - L 71 mm
CTDM2	Plaque médiale pour clavicule - Taille 2 - Droite - 8 trous - L 91 mm
CTGM2	Plaque médiale pour clavicule - Taille 2 - Gauche - 8 trous - L 91 mm

PLAQUES PRÉFORMÉES SUPÉRIEURES LATÉRALES

Réf.	Désignation
CTDL1	Plaque latérale pour clavicule - Taille 1 - Droite - 10 trous - L 75 mm
CTGL1	Plaque latérale pour clavicule - Taille 1 - Gauche - 10 trous - L 75 mm
CTDL2	Plaque latérale pour clavicule - Taille 2 - Droite - 12 trous - L 96 mm
CTGL2	Plaque latérale pour clavicule - Taille 2 - Gauche - 12 trous - L 96 mm

→ PLAQUES FORMABLES SUPÉRIEURES



PLAQUES FORMABLES SUPÉRIEURES MÉDIALES

Réf.	Désignation
CBTDM1	Plaque formable médiale pour clavicule - Taille 1 - Droite - 6 trous - L 84 mm
CBTGM1	Plaque formable médiale pour clavicule - Taille 1 - Gauche - 6 trous - L 84 mm
CBTDM2	Plaque formable médiale pour clavicule - Taille 2 - Droite - 10 trous - L 127 mm
CBTGM2	Plaque formable médiale pour clavicule - Taille 2 - Gauche - 10 trous - L 127 mm

PLAQUES FORMABLES SUPÉRIEURES LATÉRALES

Réf.	Désignation
CBTDL2	Plaque formable latérale pour clavicule - Taille 2 - Droite - 15 trous - L 143 mm
CBTGL2	Plaque formable latérale pour clavicule - Taille 2 - Gauche - 15 trous - L 143 mm

→ PLAQUE ANTÉRIEURE




PLAQUE FORMABLE ANTÉRIEURE

Réf.	Désignation
CBTSA2	Plaque latérale formable pour clavicule antérieure - Symétrique - Taille 2 - 8 trous - L95 mm

RÉFÉRENCES IMPLANTS

→ VIS Ø2.8 MM




VIS VERROUILLÉES*

Réf.	Désignation
SDT2.8L10	Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L10 mm
SDT2.8L12	Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L12 mm
SDT2.8L14	Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L14 mm
SDT2.8L16	Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L16 mm
SDT2.8L18	Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L18 mm
SDT2.8L20	Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L20 mm
SDT2.8L22	Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L22 mm
SDT2.8L24	Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L24 mm

* Anodisées en vert.


→ VIS Ø3.5 MM



VIS VERROUILLÉES*

Réf.	Désignation
SOT3.5L10	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L10 mm
SOT3.5L12	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L12 mm
SOT3.5L14	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L14 mm
SOT3.5L16	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L16 mm
SOT3.5L18	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L18 mm
SOT3.5L20	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L20 mm
SOT3.5L22	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L22 mm
SOT3.5L24	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L24 mm


* Anodisées en bleu.



VIS NON VERROUILLÉES*

Réf.	Désignation
QOT3.5L10	Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L10 mm
QOT3.5L12	Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L12 mm
QOT3.5L14	Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L14 mm
QOT3.5L16	Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L16 mm
QOT3.5L18	Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L18 mm
QOT3.5L20	Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L20 mm
QOT3.5L22	Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L22 mm
QOT3.5L24	Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L24 mm

* Anodisées en fuchsia.



VIS CORTICALES*

Réf.	Désignation
CT3.5L10	Vis corticale - Ø3.5 mm - L10 mm
CT3.5L12	Vis corticale - Ø3.5 mm - L12 mm
CT3.5L14	Vis corticale - Ø3.5 mm - L14 mm
CT3.5L16	Vis corticale - Ø3.5 mm - L16 mm
CT3.5L18	Vis corticale - Ø3.5 mm - L18 mm
CT3.5L20	Vis corticale - Ø3.5 mm - L20 mm
CT3.5L22	Vis corticale - Ø3.5 mm - L22 mm
CT3.5L24	Vis corticale - Ø3.5 mm - L24 mm
CT3.5L26	Vis corticale - Ø3.5 mm - L26 mm

* Non anodisées.

Remarque:



Tous les implants sont également disponibles en version stérile. Le conditionnement en tube à essai est peu encombrant et plus simple à utiliser. Le code «-ST» est alors ajouté à la fin de la référence.

Ex : «SDT2.8L10-ST»

RÉFÉRENCES ANCILLAIRES

Illustrations non contractuelles.

ANCILLAIRES		
Réf	Désignation	Qté
ANC046C	Jauge guide Ø2.0 mm	1
ANC082C	Tournevis préhenseur hexagonal 2.0 mm à encliquetage rapide	1
ANC083C	Tournevis préhenseur hexagonal 2.5 mm à encliquetage rapide	1
ANC084	Fraise à encliquetage rapide Ø2.7 mm	1
ANC088C	Foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm - L125 mm	1
ANC089C	Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L125 mm	1
ANC102	Jauge de longueur vis Ø2.8 mm	1
ANC103	Tournevis non préhenseur hexagonal 2.5 mm à encliquetage rapide	1
ANC107	Tournevis non préhenseur hexagonal 2.5 mm	1
ANC124	Jauge de longueur vis Ø3.5 mm	1
ANC160	Préhenseur pour bloc-canon	1
ANC186	Jauge guide Ø2.7 mm pour vis verrouillées Ø3.5 mm	2
ANC187	Foret étagé Ø2.7 mm - L 12 mm encliquetage rapide	1
ANC188	Foret étagé Ø2.7 mm - L 14 mm encliquetage rapide	1
ANC189	Foret étagé Ø2.7 mm - L 16 mm encliquetage rapide	1
ANC190	Foret étagé Ø2.7 mm - L 18 mm encliquetage rapide	1
ANC191	Jauge guide Ø2.7 mm pour vis non verrouillées	1
ANC193	Bloc canon pour plaques CTGLx / CBTGLx	1
ANC194	Bloc canon pour plaques CTDLx / CBTDLx	1
ANC218	Pince de cambrage	2
ANC268C	Jauge guide Ø2.0 mm pour vis verrouillées	2
ANC350	Manche à encliquetage AO Ø4.5mm - taille 1	1
ANC351	Manche à encliquetage AO Ø4.5mm - taille 2	1
ANC463	Fraise à encliquetage rapide Ø3.5 mm	1
K-WIRE Ø1.2 L120	Broche Ø1.2 mm - L120 mm	4



ANCILLAIRES OPTIONNELS (pour conditionnement stérile)		
Réf	Désignation	Qté
ANC225	Fantôme plaque CTGM1	1
ANC226	Fantôme plaque CTDM1	1
ANC227	Fantôme plaque CTGM2	1
ANC228	Fantôme plaque CTDM2	1
ANC229	Fantôme plaque CTGL1	1
ANC230	Fantôme plaque CTDL1	1
ANC231	Fantôme plaque CTGL2	1
ANC232	Fantôme plaque CTDL2	1
ANC299	Fantôme plaque CBTGM2	1
ANC300	Fantôme plaque CBTDM2	1
ANC301	Fantôme plaque CBTGL2	1
ANC302	Fantôme plaque CBTDL2	1
ANC303	Fantôme plaque CBTSA2	1
ANC448	Fantôme plaque CBTGM1	1
ANC449	Fantôme plaque CBTDM1	1

KIT D'ABLATION

Pour tout retrait de matériel ALIANS CLAVICULE, il est indispensable de commander le kit d'ablation Newclip Technics contenant :


- ANC103 : tournevis pour vis Ø2.8 mm
- ANC107 ou ANC016 : tournevis pour vis Ø3.5 mm
- ANC350 : Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1

→ COMPOSITION DU KIT



INSERT 1^{er} ETAGE (ANC304/I)

RACK (ANC304/R)



BASE (ANC304/B)



NEWCLIP TECHNICS
 PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
 44115 Haute Goulaine (France)
 Tél. : +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
 commande@newcliptechnics.com - www.newcliptechnics.com

Brochure FR - Alians Clavicule - Ed 11 - 08/2014 - Dispositifs de Classe IIb - CE 0120 SGS UK
 Ces implants sont remboursés par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations - consultez les modalités sur www.ameli.fr
 Avant toute utilisation des dispositifs NCT, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage.