

Initial S™: Sterile Einweg-Instrumente für die Vorfußchirurgie

Komplettset Initial S™ Instrumente*

STERILE INSTRUMENTE FÜR 2,25MM KANÜLIERTE SCHRAUBEN

Kit	Beschreibung	Komplettset	Menge
KIT-SC2.25F	Kit für 2,25mm kanülierte Schrauben Fuß	1,7mm Bohrer mit AO-Ansatz, Kanülierung 0,9mm – L 75mm	1
		3 in 1 Instrumente für 2,25mm Schrauben	1
		5,8mm Einweg Handgriff	1
		Führungsdraht 0,8mm, Länge 80mm	3

STERILE INSTRUMENTE FÜR 2,6MM KANÜLIERTE SCHRAUBEN

Kit	Beschreibung	Komplettset	Menge
KIT-SC2.6F	Kit für 2,6mm kanülierte Schrauben Fuß	2,0mm Bohrer mit AO-Ansatz, Kanülierung 1,1mm – L 75mm	1
		3 in 1 Instrumente für 2,6mm Schrauben	1
		5,8mm Einweg Handgriff	1
		Führungsdraht 1,0mm, Länge 80mm	3

STERILE INSTRUMENTE FÜR 3,0MM KANÜLIERTE SCHRAUBEN

Kit	Beschreibung	Komplettset	Menge
KIT-SC3.0F	Kit für 3,0mm kanülierte Schrauben Fuß	2,2mm Bohrer mit AO-Ansatz, Kanülierung 1,1mm – L 80mm	1
		3 in 2 Instrumente für 3,0mm Schrauben	1
		5,8mm Einweg Handgriff	1
		Führungsdraht 1,0mm, Länge 80mm	3

Indikationen:

Die Implantate des 'Initial S' sind für die Fixierung von Frakturen und Osteotomien sowie für Fuß- und Handarthrosen bei Erwachsenen bestimmt.

Kontraindikationen:


- Schwere Gefäßverschleiß, Knochendevitalisierung.
- Schwangerschaft.
- Akute, chronische, lokale oder systemische Infektionen.
- Mangelnde Muskel-Haut-Abdeckung. Schwere Durchblutungsstörungen im betroffenen Bereich.
- Knochenveränderung, die keinen ausreichenden Halt der Implantate im Knochen ermöglicht.
- Muskeldefizit, neurologische Ausfälle oder Verhaltensstörungen, die das Implantat einer anormalen mechanischen Belastung aussetzen könnten.
- Allergien gegenüber einem der verwendeten Materialien oder Unverträglichkeiten gegenüber Fremdkörpern
- Schwerwiegende Probleme mit fehlender Compliance, mentalen oder neurologischen Erkrankungen. Einschränkungen, den Anweisungen zu postoperativen Behandlung Folge zu leisten.
- Instabile körperliche und/oder mentale Verfassung.

STERILE INSTRUMENTE FÜR 2,0MM SNAP OFF SCHRAUBEN

Kit	Beschreibung	Komplettset	Menge
KIT-S2.0	Kit für 2,0mm Snap Off Schrauben	Schraubendrehereinsatz für 2,0mm Snap-Off Schrauben	1



*Sterile Instrumente für die Implantation der Schrauben aus dem **Footmotion System**. Dieses Instrumentarium ist separat als **Initial S™ Instrumenten Kit** erhältlich. **Instrumente von Newclip Technics** sind ausschließlich für traumatologische und orthopädischen Indikationen in Verbindung mit original Newclip Technics Implantaten einzusetzen.



Komplettset Initial S™ Instruments für 3,0mm kanülierte Schrauben.



NEWCLIP-TECHNICS



Artikelnummern der INITIAL S™ Implantate*

*Separat erhältlich in der Sterilschrauben-Box.



STERILE KANÜLIERTE SCHRAUBEN Ø 2,25MM

Ref.	Beschreibung
H0.9HFT2.25L10 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 10 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L12 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 12 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L14 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 14 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L16 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 16 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L18 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 18 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L20 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 20 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L22 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 22 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L24 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 24 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L26 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 26 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L28 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 28 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L30 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 30 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L32 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 32 mm - STERIL
H0.9HFT2.25L34 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,25 mm - kanülierte Ø0,9 mm - L 34 mm - STERIL



STERILE KANÜLIERTE SCHRAUBEN Ø 2,6MM

Ref.	Beschreibung
H1.1HFT2.6L10 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 10 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L12 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 12 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L14 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 14 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L16 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 16 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L18 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 18 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L20 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 20 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L22 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 22 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L24 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 24 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L26 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 26 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L28 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 28 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L30 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 30 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L32 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 32 mm - STERIL
H1.1HFT2.6L34 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 2,6 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 34 mm - STERIL



STERILE KANÜLIERTE SCHRAUBEN Ø 3,0MM

Ref.	Beschreibung
H1.1HFT3.0L10 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 10 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L12 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 12 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L14 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 14 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L16 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 16 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L18 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 18 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L20 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 20 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L22 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 22 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L24 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 24 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L26 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 26 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L28 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 28 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L30 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 30 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L32 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 32 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L34 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 34 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L36 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 36 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L38 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 38 mm - STERIL
H1.1HFT3.0L40 - ST	Selbstkomprimierende selbstbohrende Schraube - Ø 3,0 mm - kanülierte Ø1,1 mm - L 40 mm - STERIL

SNAP-OFF SCHRAUBEN Ø2,0 MM

Ref.	Beschreibung
WST2.0L11 - ST	Snap-Off Weil-Schraube - Ø2,0 mm - L 11 mm - STERIL
WST2.0L12 - ST	Snap-Off Weil-Schraube - Ø2,0 mm - L 12 mm - STERIL
WST2.0L13 - ST	Snap-Off Weil-Schraube - Ø2,0 mm - L 13 mm - STERIL
WST2.0L14 - ST	Snap-Off Weil-Schraube - Ø2,0 mm - L 14 mm - STERIL
WST2.0L15 - ST	Snap-Off Weil-Schraube - Ø2,0 mm - L 15 mm - STERIL



NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine (France)
Tél. : +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
Mail : orders@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP GmbH
Wankelstraße 1b
D-86391 Stadtbergen (Deutschland)
Tel. : +49(0)821-65074940 - Fax: +49(0)821-65074939
Mail: info@newclipgmbh.com
www.newclipgmbh.de

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sollen ein Newclip Technics Produkt demonstrieren. Bitte beachten Sie immer die Packungsbeilage, das Produktetikett und/ oder die Gebrauchsanweisung, bevor Sie ein Newclip Technics Produkt nutzen. Der Operateur muss sich immer auf seine eigene klinische Beurteilung verlassen bei der Entscheidung, mit welchen Produkten bzw. Techniken er seine Patienten versorgt. Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Die Produktverfügbarkeit unterliegt den regulatorischen oder medizinischen Gegebenheiten der einzelnen Länder. Bitte kontaktieren Sie Ihren Newclip Technics Ansprechpartner, wenn Sie Fragen über die Verfügbarkeit von Newclip Technics Produkten in Ihrer Nähe haben.



CPK-InitialS-DE - Ed. 1 - 01/2017 - Bitte lesen Sie aufmerksam die OP-Anleitung und Etikettierung, bevor Sie das System verwenden. Abbildungen können abweichen