

Initial S™: kits stériles à usage unique pour la chirurgie de la main

Composition des kits Initial S™ - Hand*

INSTRUMENTATION STÉRILE POUR VIS CANULÉES Ø2.25 MM			
Kit	Désignation	Composition	Qté
KIT-SC2.25H	Kit pour vis canulées Ø2.25 mm - Main	Foret à encliquetage rapide Ø1.7 mm - canulé Ø0.9 mm - L 83 mm	1
		Ancillaire 3 en 1 pour vis Ø2.25 mm	1
		Guide double Ø0.9 mm / Ø1.8 mm pour vis Ø2.25 mm	1
		Manche à usage unique 5.8 mm	1
		Broche Ø0.8 L150 mm	3

INSTRUMENTATION STÉRILE POUR VIS CANULÉES Ø2.6 MM			
Kit	Désignation	Composition	Qté
KIT-SC2.6H	Kit pour vis canulées Ø2.6 mm - Main	Foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm - canulé Ø1.1 mm - L 83 mm	1
		Ancillaire 3 en 1 pour vis Ø2.6 mm	1
		Guide double Ø1.1 mm / Ø2.1 mm pour vis Ø2.6 mm	1
		Manche à usage unique 5.8 mm	1
		Broche Ø1.0 L150 mm	3

INSTRUMENTATION STÉRILE POUR VIS CANULÉES Ø3.0 MM			
Kit	Désignation	Composition	Qté
KIT-SC3.0H	Kit pour vis canulées Ø3.0 mm - Main	Foret à encliquetage rapide Ø2.2 mm - canulé Ø1.1 mm - L 83 mm	1
		Ancillaire 3 en 1 pour vis Ø3.0 mm	1
		Guide double Ø1.1 mm / Ø2.3 mm pour vis Ø3.0 mm	1
		Manche à usage unique 5.8 mm	1
		Broche Ø1.0 L150 mm	3

Indications :

Les implants de la gamme Foot and Handmotion sont dédiés à la fixation des fractures et des ostéotomies et aux arthrodèses du pied et de la main chez l'adulte.


Un kit de la gamme INITIAL S™ se compose d'un ensemble d'instruments utilisables uniquement dans le cadre de la chirurgie orthopédique ou traumatologique, lors de la pose de vis d'ostéosynthèse commercialisées par Newclip Technics.

Les implants INITIAL S™ sont dédiés à la fixation des fractures, pseudarthrose, arthrodèse et aux ostéotomies du pied et de la cheville chez l'adulte.

Contra-indications :

- Altération vasculaire importante, dévitalisation osseuse.
- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Absences de couvertures musculo-cutanées, déficiences vasculaires sévères affectant la partie concernée.
- Altération osseuse ne permettant pas une tenue correcte des implants dans l'os.
- Déficience musculaire ou neurologique, troubles comportementaux risquant de soumettre l'ostéosynthèse à des contraintes mécaniques anormales.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.
- Graves problèmes de non-observance, troubles mentaux ou neurologiques, incapacité de se conformer aux instructions en ce qui concerne les soins post-opératoires.

Instrumentation stérile pour l'utilisation des vis de la gamme Footmotion et Handmotion. Disponible séparément des vis.



Exemple de composition de kit d'instrumentation pour vis de Ø3.0 mm




NEWCLIP-TECHNICS




Références implants Initial S™*

*Les vis sont disponibles séparément en conditionnement stérile (Sterile screw caddy).




2 TYPES DE VIS CANULÉES :



VIS CANULÉES Ø2.25 MM

Filet long	Filet court	Description
H0.9HFT2.25L10-ST	-	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 10 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L12-ST	-	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 12 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L14-ST	H0.9IFT2.25L14-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 14 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L16-ST	H0.9IFT2.25L16-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 16 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L18-ST	H0.9IFT2.25L18-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 18 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L20-ST	H0.9IFT2.25L20-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 20 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L22-ST	H0.9IFT2.25L22-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 22 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L24-ST	H0.9IFT2.25L24-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 24 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L26-ST	H0.9IFT2.25L26-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 26 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L28-ST	H0.9IFT2.25L28-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 28 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L30-ST	H0.9IFT2.25L30-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 30 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L32-ST	H0.9IFT2.25L32-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 32 mm - STERILE
H0.9HFT2.25L34-ST	H0.9IFT2.25L34-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.25 mm - canulée Ø0.9 mm - L 34 mm - STERILE



VIS CANULÉES Ø2.6 MM

Filet long	Filet court	Description
H1.1HFT2.6L10-ST	-	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 10 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L12-ST	-	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 12 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L14-ST	H1.1IFT2.6L14-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 14 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L16-ST	H1.1IFT2.6L16-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 16 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L18-ST	H1.1IFT2.6L18-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 18 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L20-ST	H1.1IFT2.6L20-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 20 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L22-ST	H1.1IFT2.6L22-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 22 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L24-ST	H1.1IFT2.6L24-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 24 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L26-ST	H1.1IFT2.6L26-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 26 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L28-ST	H1.1IFT2.6L28-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 28 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L30-ST	H1.1IFT2.6L30-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 30 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L32-ST	H1.1IFT2.6L32-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 32 mm - STERILE
H1.1HFT2.6L34-ST	H1.1IFT2.6L34-ST	Vis autocompressive autoforante autoforante Ø2.6 mm - canulée Ø1.1 mm - L 34 mm - STERILE

VIS CANULÉES Ø3.0 MM

Filet long	Filet court	Description
H1.1HFT3.0L10-ST	-	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 10 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L12-ST	-	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 12 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L14-ST	H1.1IFT3.0L14-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 14 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L16-ST	H1.1IFT3.0L16-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 16 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L18-ST	H1.1IFT3.0L18-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 18 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L20-ST	H1.1IFT3.0L20-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 20 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L22-ST	H1.1IFT3.0L22-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 22 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L24-ST	H1.1IFT3.0L24-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 24 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L26-ST	H1.1IFT3.0L26-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 26 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L28-ST	H1.1IFT3.0L28-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 28 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L30-ST	H1.1IFT3.0L30-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 30 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L32-ST	H1.1IFT3.0L32-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 32 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L34-ST	H1.1IFT3.0L34-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 34 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L36-ST	-	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 36 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L38-ST	-	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 38 mm - STERILE
H1.1HFT3.0L40-ST	-	Vis autocompressive autoforante Ø3.0 mm - canulée Ø1.1 mm - L 40 mm - STERILE

Les informations données sont destinées à présenter les produits Newclip Technics. Les chirurgiens doivent toujours consulter l'étiquette d'identification du produit et la notice avant utilisation de tout produit Newclip Technics. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.



NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garotières
44115 Haute Goulaine (France)
Tél. : +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
Mail : orders@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP USA
642 Larkfield Center
Santa Rosa CA 95403, USA
Phone : +1 707 230 5078
Mail : customerservice@newclipusa.com
www.newclipusa.com

