



Les nouveaux distracteurs télescopiques de correction TL-Rapid offrent des solutions rapides

- Facilité et rapidité d'assemblage du fixateur
- Réduction précise par des micro-compressions ou distractions
- Charnière universelle verrouillable intégrée aux deux extrémités des distracteurs.



TrueLok est Simple
TrueLok est Stable
TrueLok est Polyvalent

Distraction courte	Distraction standard	Distraction longue
70 - 104mm	98 - 188mm	163 - 300mm


Les distracteurs télescopiques sont disponibles en trois tailles

Longueur	N° de réf.
COURT	50-10170
STANDARD	50-10180
LONG	50-10190



Le verrouillage central permet d'ajuster rapidement le montage.

Ajustement de précision par des réglages en micro-compression ou distraction.



Fabriqué par:
ORTHOFIX Srl
Via delle Nazioni 9
37012 Bussolengo (Verona)
Italie

Téléphone +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380



Votre Distributeur:

Orthofix SA

1, Rue du Président Wilson
94250 Gentilly
Téléphone: 00 33 (0)1 41 98 33 33
Télécopie: 00 33 (0)1 41 98 33 44